




Contents

Page

EN Instructions for Use _____	01
DE Bedienungsanleitung _____	02
FR Instructions d'utilisation _____	03
IT Istruzioni per l'uso _____	04
NL Instructies voor gebruik _____	05
ES Instrucciones de uso _____	06
PT Instruções de utilização _____	07
EL Οδηγίες χρήσης _____	08
CZ Návod k použití _____	09
RO Instrucțiuni de utilizare _____	10
AR تعليمات الاستخدام _____	11
FA دستورالعمل استفاده _____	12



ACS023



ForaCare Suisse AG

Neugasse 55, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND
www.foracare.ch

FORA® Safety Lancets

Instructions for Use

Product Description

FORA® Safety Lancets are sterile, single-use automated devices for skin puncture. The device consists of a stainless steel lancet in a plastic housing. The lancet is manufactured from stainless steel and retracts automatically and permanently after puncture, allowing controlled length and depth of incision.

Intended Use

FORA® Safety Lancets are designed for use in the daily capillary blood collection performed by qualified personnel. They are for single-use and should only be used by adequately trained healthcare professionals in clinical settings.

Safety Information

Read the following *Safety Information* thoroughly before using the device.

- Use this device **ONLY** for the intended use described in this manual.
- Do **NOT** use accessories which are not specified by the manufacturer.
- Do **NOT** use the device if the protective tab has been removed.
- Before using the safety lancet, read all the instructions thoroughly.
- Keep the safety lancets away from young children.
- HBV, HCV, HIV and other infectious diseases can be transmitted through contact with biological samples.
- Discard all FORA® Safety Lancets in biohazard containers approved for their disposal.
- Please wear disposable gloves during venipuncture and when handling blood collection tubes.
- Do **NOT** use FORA® Safety Lancets after the expiry date.

Product Overview




Obtaining the Blood Sample


Please follow the instructions below before obtaining a drop of blood:

- Wash and dry your hands before starting.
- Select the puncture site on your fingertips.
- Rub the puncture site for about 20 seconds before penetration.

Preparing the Safety Lancet



1. Twist and remove the cap.



2. Press the lancet gently against the test site.



3. Gently squeeze the finger to obtain a drop of blood.



4. Discard used lancet in a puncture-resistant container.

* Do not use if the protective cap has been removed.

Important Information

- Storage condition: -20°C~50°C (-4°F~122°F), below ≤80% relative humidity.
- Store the safety lancets in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat.
- Use each safety lancet immediately after removing the protective cap.
- Do not use the safety lancets beyond the expiry date.
- Keep the safety lancets away from children since they may be choking hazards.

Symbol Information

Symbol	Referent	Symbol	Referent
	Consult instructions for use		Storage/ Transportation temperature limitation
	Use by		CE Mark
	Batch code		Manufacturer
	Keep away from sunlight		Dispose of the packaging properly after use
	Keep dry		Caution, consult accompanying documents
	Sterilized using irradiation		Do not use if package is damaged
	Do not reuse		Storage/ Transportation humidity limitation

Specification

Dimensions : 42.5 (L) x 15.6 (W) x 11.2 (H) mm
Weight : 2.5g

Features

- Tri bevel sharpened point
- Automated lancet
- Patented internal dual spring mechanism
- Unique ergonomic design
- Gamma sterilized, 5 years shelf life

Storage/ Transportation Condition : -20°C~50°C (-4°F~122°F), ≤80% RH

Puncture Depth

- 26G : 1.8 mm
- 28G : 1.8 mm
- 30G : 1.6 mm
- 32G : 1.6 mm
- 33G : 1.6 mm

Produktbeschreibung

FORA® Sicherheitslanzetten sind sterile automatisierte Einweg-Produkte für den Hauteinstich. Die Vorrichtung besteht aus einer Edelstahl-Lanzette im Kunststoffgehäuse. Die Lanzette ist aus Edelstahl gefertigt, wird nach dem Einstich automatisch und bleibend eingezogen und erlaubt eine kontrollierte Länge und Tiefe des Einstichs.

Verwendungszweck

FORA® Sicherheitslanzetten wurden für den Einsatz durch qualifiziertes Personal in der täglichen Kapillarblutentnahme entwickelt. Sie sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und dürfen nur von entsprechend geschultem medizinischen Fachpersonal im klinischen Umfeld eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Verwenden Sie das Produkt **NUR** für den vorgesehenen Verwendungszweck, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie **KEIN** Zubehör, das nicht vom Hersteller angegeben wurde.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn die Schutzkappe bereits entfernt worden ist.
- Bevor Sie die Sicherheitslanzette verwenden, lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Halten Sie die Sicherheitslanzetten von Kindern fern.
- HBV, HCV, HIV und anderen Infektionskrankheiten können durch Kontakt mit biologischen Proben übertragen werden.
- Entsorgen Sie alle FORA® Sicherheitslanzetten in Behältern, die zur Entsorgung von biologisch gefährlichem Abfall zugelassen wurden.
- Bitte tragen Sie Einweg-Handschuhe während der Blutentnahme und des Hantierens mit den Blutentnahmeröhrchen.
- Verwenden Sie FORA® Sicherheitslanzetten **NICHT** nach Ablauf des Verfallsdatums.

Produktübersicht




Entnahme der Blutprobe

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie einen Tropfen Blut entnehmen:

- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände bevor Sie beginnen.
- Wählen Sie eine Einstichstelle an Ihrer Fingerkuppe.
- Reiben Sie die Einstichstelle vor dem Einstich etwa 20 Sekunden.

Vorbereitung der Sicherheitslanzette



1. Drehen und entfernen Sie die Kappe.



2. Drücken Sie die Lanzette leicht gegen die Einstichstelle.



3. Pressen Sie den Finger sanft, um einen Tropfen Blut zu erhalten.



4. Entsorgen Sie benutzte Lanzette in einem stichfesten Behälter.

* **Nicht verwenden, wenn die Schutzkappe entfernt wurde.**

Wichtige Hinweise

- Lagerungsbedingungen: -20° C ~ 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F), unter ≤80% relative Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie die Sicherheitslanzetten an einem kühlen und trockenen Ort auf. Schützen Sie sie vor Sonneneinstrahlung und Hitze.
- Verwenden Sie jede Sicherheitslanzette unmittelbar nachdem Sie die Schutzkappe entfernt haben.
- Verwenden Sie die Sicherheitslanzetten nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Halten Sie die Sicherheitslanzetten von Kindern fern, da sie zur Erstickungsgefahr werden können.

Symbollegende

Symbol	Referenz	Symbol	Referenz
	Beachten Sie die Bedienungsanleitung		Temperaturbegrenzung bei Lagerung/ Transport
	Verfallsdatum		CE-Kennzeichen
	Bündelcode		Hersteller
	Vor Sonnenlicht schützen		Entsorgen Sie die Verpackung nach Gebrauch ordnungsgemäß
	Vor Feuchtigkeit schützen		Achtung, lesen Sie die beigefügten Dokumente
	Durch Bestrahlung sterilisiert		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Nicht wiederverwenden		Einschränkung bei der Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/ Transport

Spezifikation

Abmessungen : 42,5 (L) x 15,6 (B) x 11,2 (HH) mm
Gewicht : 2,5 g

Eigenschaften

- Kegelschärfter Punkt
- Automatische Lanzette
- Patentierter interner Doppelfedermechanismus
- Einzigartiges ergonomisches Design
- Gamma-sterilisiert, 5 Jahre Haltbarkeit

Lagerungs- / Transportbedingungen -20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F), ≤ 80% relative Luftfeuchtigkeit

Einstichtiefe

- 26G : 1,8 mm
- 28G : 1,8 mm
- 30G : 1,6 mm
- 32G : 1,6 mm
- 33G : 1,6 mm

Description du produit

Les lancettes de sécurité FORA® sont des dispositifs automatisés stériles à usage unique réservés à l'incision cutanée. Le dispositif comprend une lancette en acier inoxydable et un logement en plastique. La lancette se retire automatiquement après le prélèvement permettant une longueur et une profondeur d'incision contrôlée.

Usage prévu

Les lancettes de sécurité FORA® ont été conçues pour le prélèvement journalier du sang capillaire par des professionnels de la santé. A usage unique, elles ne doivent être utilisées que par des professionnels de la santé dans un environnement clinique.

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit.

- Utilisez ce dispositif **UNIQUEMENT** pour l'usage prévu dans les présentes instructions.
- N'utilisez **AUCUN** accessoire non indiqué par le fabricant.
- N'utilisez **PAS** le produit si le capuchon de sécurité est déjà retiré.
- Avant d'utiliser la lancette de sécurité, veuillez lire attentivement les instructions.
- Tenez les lancettes de sécurité hors de portée des enfants.
- Les virus HBV, HCV, HIV et toute autre maladie infectieuse peuvent être transmis par contact avec des échantillons biologiques.
- Jetez toutes les lancettes de sécurité FORA® dans des containers réservés aux déchets biologiques dangereux.
- Veuillez porter des gants jetables pendant tout prélèvement sanguin et pendant la manipulation des éprouvettes.
- N'utilisez **PAS** les lancettes de sécurité FORA® après la date de péremption.

Aperçu du produit




Prélèvement de l'échantillon de sang

Veillez suivre les instructions suivantes avant d'effectuer un prélèvement de sang:

- Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches.
- Choisissez un point de ponction au bout du doigt.
- Massez le point de ponction pendant environ 20 seconde avant de commencer.

Préparation de la lancette de sécurité



1. Tournez et retirez le capuchon.



2. Pressez délicatement la lancette contre le point de prélèvement.



3. Appuyez doucement sur le doigt pour obtenir une goutte de sang.



4. Jetez la lancette usagée dans un récipient résistant aux perforations.

* Ne pas utiliser si le capuchon de sécurité est retiré.

Informations importantes

- Conditions de conservation: -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F), humidité relative ≤80%.
- Conservez les lancettes de sécurité dans un endroit frais et sec. Protégez-les des rayons du soleil et de la chaleur.
- Utilisez chaque lancette de sécurité immédiatement après avoir retiré le capuchon de sécurité.
- N'utilisez pas les lancettes après leur date de péremption.
- Tenez les lancettes de sécurité hors de portée des enfants car elles peuvent constituer un risque d'étouffement.

Informations sur les légendes

Symboles	Référence	Symboles	Référence
	Consulter les instructions d'utilisation		Limitation de la température (stockage et transport)
	Utiliser avant		Marquage CE
	Numéro de lot		Fabricant
	Conserver à l'abri des rayons du soleil		Jetez l'emballage de manière appropriée après utilisation
	Conserver à l'abri de l'humidité		Attention, consulter la documentation fournie
	Stérilisé par irradiation		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Ne pas réutiliser		Limite d'humidité

Spécifications

Dimensions : 42,5 (L) x 15,6 (W) x 11,2 (H) mm
Poids : 2,5 g

Caractéristiques

- Pointe aiguisée biseautée
- Lancette automatique
- Mécanisme breveté à double ressort interne
- Design ergonomique unique
- Gamma sterilized, 5 years shelf life

Conditions de conservation/transport -20° C ~ 50° C (-4° F ~ 122° F), humidité relative ≤80%

Profondeur d'incision

- 26G : 1,8 mm
- 28G : 1,8 mm
- 30G : 1,6 mm
- 32G : 1,6 mm
- 33G : 1,6 mm

Lancette di sicurezza FORA®

Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto

Le lancette di sicurezza FORA® sono dispositivi automatici sterili monouso per l'incisione cutanea. Il dispositivo è composto da una lancetta di acciaio inox contenuta in un alloggiamento di plastica. La lancetta si ritrae automaticamente e in modo irreversibile dopo il prelievo, garantendo così il controllo della lunghezza e della profondità dell'incisione.

Uso Previsto

Le lancette di sicurezza FORA® sono concepite per il prelievo giornaliero di sangue capillare da parte di personale qualificato. Si tratta di dispositivi monouso da utilizzare in ambito clinico solo da operatori sanitari adeguatamente formati.

Informazioni di sicurezza

Prima dell'uso leggere attentamente le seguenti informazioni di sicurezza.

- Utilizzare **SOLO** per l'uso descritto nel manuale.
- **NON** utilizzare accessori non specificamente indicati dal produttore.
- **NON** usare il dispositivo se è stata tolta la linguetta protettiva.
- Prima di usare la lancetta di sicurezza leggere attentamente le istruzioni.
- Tenere le lancette di sicurezza lontano dalla portata dei bambini.
- Il contatto con campioni biologici può trasmettere i virus HBV, HCV, HIV e altre malattie infettive.
- Smaltire tutte le lancette di sicurezza FORA® negli appositi contenitori per la raccolta di rifiuti a rischio biologico.
- Indossare guanti monouso durante la venopuntura e la manipolazione di provette per la raccolta del sangue.
- **NON** usare le lancette di sicurezza FORA® dopo la data di scadenza.

Panoramica del prodotto




Prelievo del campione ematico

Seguire le seguenti istruzioni prima di prelevare una goccia di sangue:

- Lavare e asciugare le mani prima di iniziare.
- Scegliere il punto sul polpastrello in cui effettuare la puntura.
- Massaggiare la sede del prelievo per circa 20 secondi prima di incidere.

Preparazione della lancetta di sicurezza



1. Svitare e rimuovere il cappuccio.



2. Premere dolcemente la lancetta contro il punto del prelievo.



3. Spremere delicatamente il dito per ottenere una goccia di sangue.



4. Gettare la lancetta usata in un contenitore per oggetti appuntiti.

* **Non usare se è stato rimosso il cappuccio di protezione.**

Informazioni importanti

- Condizioni di conservazione: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F), umidità relativa inferiore a ≤80%.
- Conservare le lancette di sicurezza in un posto fresco e asciutto. Proteggere dalla luce diretta del sole e dal calore.
- Usare la lancetta di sicurezza subito dopo aver rimosso il cappuccio di protezione.
- Non usare le lancette di sicurezza una volta trascorsa la data di scadenza.
- Tenere le lancette di sicurezza lontano dalla portata dei bambini poiché possono costituire un pericolo di soffocamento.

Informazioni sui simboli

Simbolo	Referente	Simbolo	Referente
	Leggere le istruzioni per l'uso		Limite temperatura di conservazione / trasporto
	Utilizzare entro		Marchio CE
	Codice del lotto		Fabbricante
	Tenere lontano dai raggi del sole		Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso
	Tenere in luogo asciutto		Attenzione, consultare la documentazione fornita
	Sterilizzazione per irradiazione		Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Non riutilizzare		Limite umidità di conservazione / trasporto

Caratteristiche tecniche

Dimensioni : 42,5 (L) x 15,6 (P) x 11,2 (A) mm
Peso : 2,5 g

Caratteristiche

- Affilatura a tre facce
- Lancetta automatica
- Meccanismo brevettato a doppia molla interna
- Design ergonomico esclusivo
- Sterilizzazione con raggi gamma; durata a magazzino di 5 anni

Condizioni di conservazione/trasporto da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F), ≤80% umidità relativa

Profondità d'incisione

- 26G : 1,8 mm
- 28G : 1,8 mm
- 30G : 1,6 mm
- 32G : 1,6 mm
- 33G : 1,6 mm

Productbeschrijving

FORA® Veiligheidslancetten zijn steriele, geautomatiseerde wegwerptoestellen om in de huid te prikken. Het toestel bestaat uit een roestvrijstaal lancet in een plastic behuizing. Het lancet is vervaardigd uit roestvrij staal en keert automatisch en permanent terug na het prikken, waardoor de lengte en diepte van de insnijding kan worden gecontroleerd.

Bedoeld gebruik

FORA® Veiligheidslancetten zijn ontworpen voor gebruik bij de dagelijkse capillaire bloedafname door bevoegd personeel. Ze zijn voor éénmalig gebruik en mogen enkel worden gebruikt door naar behoren opgeleide zorgverleners in een klinische omgeving.

Veiligheidsinformatie

Lees de volgende veiligheidsinformatie grondig voordat u het toestel gebruikt.

- Gebruik dit toestel **ENKEL** in overeenstemming met het bedoelde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik **GEEN** accessoires die niet zijn gespecificeerd door de fabrikant.
- Gebruik het toestel **NIET** als het beschermlijpje is verwijderd.
- Lees voordat u het veiligheidslancet gebruikt aandachtig alle aanwijzingen.
- Houd het veiligheidslancet uit de buurt van kleine kinderen.
- HBV, HCV, HIV en andere besmettelijke ziekten kunnen via contact met biologische monsters worden overgedragen.
- Gooi alle FORA® Veiligheidslancetten weg in goedgekeurde containers voor biologisch gevaarlijk afval.
- Gelieve wegwerphandschoenen te dragen tijdens de venapunctie en wanneer u omgaat met bloedafnamebuisjes.
- Gebruik FORA® Veiligheidslancetten **NIET** na de vervaldatum.

Productoverzicht




Het bloedmonster verkrijgen

Gelieve de onderstaande suggesties te volgen voordat u een druppel bloed afneemt:

- Was en droog uw handen voordat u begint.
- Selecteer de plaats om te prikken op uw vingertoppen.
- Wrijf ongeveer 20 seconden op de prikplaats voordat u prikt.

Het Veiligheidslancet klaarmaken



1. Draai aan het dopje en verwijder het.



2. Duw het lancet zachtjes op de testplaats.



3. Knijp zachtjes in de vinger om een druppel bloed te verkrijgen.



4. Gooi het gebruikte lancet weg in een prikbestendige container.

* Gebruik het toestel **NIET** als de beschermcap is verwijderd.

Belangrijke informatie

- Opbergvoorwaarden: -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F), minder dan 80% relatieve luchtvochtigheid.
- Bewaar de veiligheidslancetten koel en droog. Bescherm tegen rechtstreeks zonlicht en hitte.
- Gebruik elke veiligheidslancet onmiddellijk nadat u de beschermcap verwijderd.
- Gebruik veiligheidslancetten niet na de vervaldatum.
- Houd de veiligheidslancetten uit de buurt van kinderen omwille van het verstikkingsgevaar.

Informatie symbolen

Symbool	Omschrijving	Symbool	Omschrijving
	Raadpleeg instructies voor gebruik		Temperatuurbegrenzing
	Houdbaarheidsdatum		CE-keurmerk
	Partijcode		Fabrikant
	Uit het zonlicht houden		Verwijder de verpakking naar behoren na gebruik
	Droog te houden		Opgelet. Raadpleeg begeleidende documenten
	Gesteriliseerd met straling		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Niet voor hergebruik		Vochtigheidsbeperking

Specificaties

Afmetingen : 42.5 (L) x 15.6 (W) x 11.2 (H) mm
Gewicht : 2.5g

Eigenschappen

- Drievoudig afgeschuinde gescherpte punt
- Geautomatiseerd lancet
- Gepatenteerd dubbel intern veermechanisme
- Uniek ergonomisch ontwerp
- Gammagesteriliseerd, 5 jaar houdbaar

Bewarings-/Vervoers- voorwaarden : -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F), ≤80% RH

Prikdiepte

- 26G : 1,8 mm
- 28G : 1,8 mm
- 30G : 1,6 mm
- 32G : 1,6 mm
- 33G : 1,6 mm

Lancetas de seguridad FORA®

Instrucciones de uso

Descripción del producto

Las lancetas de seguridad FORA® son dispositivos estériles, de un sólo uso para punción de la piel. El dispositivo está formado por una lanceta de acero inoxidable en una carcasa de plástico. La lanceta está hecha con acero inoxidable y se retrae de forma automática y permanente tras la punción, facilitando la incisión controlada en longitud y profundidad.

Finalidad de uso

Las lancetas de seguridad FORA® han sido diseñadas para su uso en la extracción diaria de sangre capilar realizada por personal cualificado. Son de un solo uso y deben ser utilizadas únicamente por profesionales con la debida cualificación en el ámbito sanitario.

Información de seguridad

Antes de utilizar el dispositivo, lea detenidamente la siguiente información de seguridad.

- Utilice este equipo **ÚNICAMENTE** para su uso previsto, tal como se describe en este manual.
- **NO** utilice accesorios no especificados por el fabricante.
- **NO** utilice el dispositivo si carece de la lengüeta protectora.
- Antes de utilizar la lanceta de seguridad, lea detenidamente todas las instrucciones.
- Mantenga las lancetas de seguridad fuera del alcance de niños pequeños.
- A través del contacto con muestras biológicas existe riesgo de adquirir una enfermedad infecciosa, tal como el VHB, VHC, VIH.
- Deseche las lancetas de seguridad FORA® en contenedores de bioseguridad aprobados para tal fin.
- Utilice guantes desechables para realizar la venopunción y siempre que maneje tubos de recogida de sangre.
- **NO** utilice lancetas de seguridad FORA® una vez superada la fecha de caducidad.

Descripción general del producto




Toma de muestra de sangre

Antes de extraer la gota de sangre, siga las instrucciones a continuación:

- Lave y seque las manos antes de empezar.
- Seleccione el sitio de punción de las yemas de los dedos.
- Frote el sitio de punción durante unos 20 segundos antes de la inserción.

Preparación de la lanceta de seguridad



1. Gire y retire la tapa.



2. Presione suavemente la lanceta contra el sitio de punción.



3. Apriete suavemente el dedo para obtener una gota de sangre.



4. Deseche la lanceta utilizada correctamente en un contenedor resistente a la punción.

* **No utilice si carece de la tapa protectora.**

Información importante

- Condiciones de conservación: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}\sim 122\text{ }^{\circ}\text{F}$), con humedad relativa inferior a $\leq 80\%$.
- Guarde las lancetas de seguridad en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y del calor.
- Utilice cada lanceta de seguridad inmediatamente una vez retirada la tapa.
- No utilice lancetas de seguridad una vez superada la fecha de caducidad.
- Mantenga las lancetas de seguridad fuera del alcance de los niños para evitar riesgo de asfixia.

Símbolos

Símbolo	Referente	Símbolo	Referente
	Consultar las instrucciones de uso		Límite de temperatura para transporte y conservación
	Fecha de caducidad		Marcado CE
	Código de lote		Fabricante
	Mantener alejado de la luz solar		Eliminar los elementos de embalaje adecuadamente después de su uso
	Mantener en lugar seco		Precaución, consultar los documentos adjuntos
	Esterilizado por irradiación		No utilizar si el envase está dañado
	No reutilizar		Limitación de humedad para el transporte y la conservación

Especificaciones

Dimensiones : 42,5 (Largo) x 15,6 (Ancho) x 11,2 (Alto) mm
Peso : 2,5 g

Características

- Punta afilada, tribiselada
- Lanceta automática
- Mecanismo interno patentado de doble muelle
- Diseño ergonómico exclusivo
- Esterilizado por gamma, 5 años de vida útil

Condiciones de conservación/ transporte : $-20\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}\sim 122\text{ }^{\circ}\text{F}$), con HR $\leq 80\%$

Profundidad de la punción

- 26G : 1,8 mm
- 28G : 1,8 mm
- 30G : 1,6 mm
- 32G : 1,6 mm
- 33G : 1,6 mm

Lancetas de segurança FORA®

Instruções de utilização

Descrição do produto

As Lancetas de Segurança FORA® são instrumentos esterilizados e de uma só utilização usados para a perfuração da pele. O instrumento consiste numa lanceta de aço inoxidável dentro de uma embalagem plástica. A lanceta é fabricada em aço inoxidável e retrai-se automaticamente e permanentemente após a perfuração, permitindo uma incisão controlada em termos de comprimento e profundidade.

Utilização prevista

As Lancetas de Segurança FORA® foram desenhadas para a recolha diária de sangue capilar executada por pessoal qualificado. São de uma única utilização e devem apenas ser usadas por profissionais de saúde devidamente formados e em ambientes clínicos.

Informação de segurança

Ler atentamente a seguinte Informação de Segurança antes de usar o aparelho.

- Usar este aparelho **APENAS** para o uso descrito neste manual.
- **NÃO** usar acessórios não especificados pelo fabricante.
- **NÃO** usar o aparelho se a aba de proteção tiver sido retirada.
- Ler atentamente todas as instruções antes de usar a lanceta de segurança.
- Manter as lancetas de segurança afastadas de crianças.
- Podem ser transmitidas VHB, VHC, VIH e outras doenças infecciosas mediante o contacto com amostras biológicas.
- Descartar todas as Lancetas de Segurança FORA® em recipientes aprovados para a eliminação de resíduos biológicos.
- Utilizar luvas descartáveis durante a punção venosa e ao manusear tubos de recolha de sangue.
- **NÃO** usar Lancetas de Segurança FORA® após o seu prazo de caducidade.

Vista geral do produto




Obtenção da amostra de sangue

Seguir as seguintes instruções antes de obter uma gota de sangue:

- Lavar e secar as mãos antes de começar.
- Selecionar o ponto de punção com a ponta dos dedos.
- Esfregar o ponto de punção durante cerca de 20 segundos antes da penetração.

Preparar a Lanceta de Segurança



1. Rodar e retirar a tampa.



2. Premir a lanceta suavemente contra o ponto pretendido.



3. Apertar o dedo cuidadosamente para obter uma gota de sangue.



4. Descartar a lanceta usada num recipiente resistente a punções.

* Não utilizar se a tampa de proteção tiver sido retirada.

Informação importante

- Condições de armazenamento: -20°C~50°C (-4°F~122°F), abaixo de ≤80% de humidade relativa.
- Armazenar as lancetas de segurança num local fresco e seco. Manter afastadas da luz solar e do calor.
- Usar cada lanceta de segurança imediatamente após retirar a tampa de proteção.
- Não usar as lancetas de segurança para além do prazo de caducidade.
- Manter as lancetas de segurança afastadas de crianças uma vez que podem implicar riscos de asfixia.

Informação sobre os símbolos

Símbolo	Referência	Símbolo	Referência
	Consultar as instruções de utilização		Limite de temperatura para transporte e armazenamento
	Prazo de validade		Marcação CE
	Código do lote		Fabricante
	Manter afastado da luz solar		Eliminar a embalagem adequadamente após a utilização
	Manter seco		Atenção, consultar documentação fornecida
	Esterilização por irradiação		Não utilizar em caso de embalagem danificada
	Não reutilizar		Limite de humidade para transporte e armazenamento

Especificação

Dimensões : 42.5 (C) x 15.6 (L) x 11.2 (A) mm

Peso : 2.5g

Características

- Ponta afiada tribiselada
- Lanceta automatizada
- Mecanismo interno patenteado de duas molas
- Desenho ergonómico único
- Esterilização por radiação gama, 5 anos de vida útil

Condições de armazenamento/transporte : -20°C~50°C (-4°F~122°F), ≤ 80% RH

Profundidade de punção

- 26G : 1.8 mm
- 28G : 1.8 mm
- 30G : 1.6 mm
- 32G : 1.6 mm
- 33G : 1.6 mm

Περιγραφή προϊόντος

Οι σκαρφιστήρες ασφαλείας FORA® είναι αποστειρωμένες, μίας χρήσης αυτόματες συσκευές διάτρησης δέρματος. Η συσκευή αποτελείται από έναν σκαρφιστήρα από ανοξείδωτο χάλυβα με πλαστικό περίβλημα. Ο σκαρφιστήρας κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και ανασύρεται αυτόματα και μόνιμα μετά τη διάτρηση, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο του μήκους και του βάθους της τομής.

Ενδεδειγμένη χρήση

Οι σκαρφιστήρες ασφαλείας FORA® έχουν σχεδιαστεί για την καθημερινή συλλογή αίματος τριχοειδούς από εξειδικευμένο προσωπικό. Προορίζονται για μία χρήση και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από επαρκώς καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας σε κλινικό περιβάλλον.

Πληροφορίες για την ασφάλεια


Πριν τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την ασφάλεια.

- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή **ΜΟΝΟ** για την ενδεδειγμένη χρήση που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- ΜΗ** χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ΜΗ** χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό πώμα.
- Πριν τη χρήση του σκαρφιστήρα ασφαλείας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Φυλάσσετε τους σκαρφιστήρες ασφαλείας μακριά από μικρά παιδιά.
- Υπάρχει το ενδεχόμενο μετάδοσης HBV, HCV, HIV και άλλων λοιμωδών νοσημάτων κατά την επαφή με βιολογικά δείγματα.
- Απορρίψτε όλους τους σκαρφιστήρες ασφαλείας FORA® σε περιέκτες εγκεκριμένους για την απόρριψη βιολογικά επικίνδυνων υλικών.
- Χρησιμοποιείτε γάντια μίας χρήσης κατά την φλεβοτομή και κατά το χειρισμό σωληναρίων συλλογής αίματος.
- ΜΗ** χρησιμοποιείτε τους σκαρφιστήρες ασφαλείας FORA® μετά την ημερομηνία λήξης.

Επισκόπηση προϊόντος**Δειγματοληψία αίματος**

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν τη λήψη σταγόνας αίματος:

- Πλένετε και στεγνώνετε τα χέρια σας πριν ξεκινήσετε.
- Επιλέξτε το σημείο διάτρησης επάνω στα δάκτυλά σας.
- Τρίψτε το σημείο διάτρησης για περίπου 20 δευτερόλεπτα πριν τη διάτρηση.

Προετοιμασία του σκαρφιστήρα ασφαλείας

1. Περιστρέψτε και αφαιρέστε το πώμα.



2. Πιέστε απαλά το σκαρφιστήρα επάνω στο σημείο δοκιμής.



3. Πιέστε απαλά το δάκτυλο για τη λήψη μιας σταγόνας αίματος.



4. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο σκαρφιστήρα σε αδιάτρητο περιέκτη.

* **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό πώμα.**

Σημαντικές πληροφορίες

- Συνθήκες φύλαξης: -20°C~50°C (-4°F~122°F), σχετική υγρασία μικρότερη από ≤80%.
- Φυλάσσετε τους σκαρφιστήρες ασφαλείας σε δροσερό και ξηρό μέρος. Φυλάσσετε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε κάθε σκαρφιστήρα ασφαλείας αμέσως μετά την αφαίρεση του προστατευτικού πώματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τους σκαρφιστήρες ασφαλείας μετά την ημερομηνία λήξης.
- Φυλάσσετε τους σκαρφιστήρες ασφαλείας μακριά από παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

Πληροφορίες συμβόλων

Σύμβολο	Σημασία	Σύμβολο	Σημασία
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Περιορισμός θερμοκρασίας κατά τη φύλαξη/μεταφορά
	Χρήση έως		Σήμανση CE
	Κωδικός παρτίδας		Κατασκευαστής
	Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως		Απορρίψτε τη συσκευασία κατάλληλα μετά τη χρήση
	Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος		Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα
	Αποστείρωση με ακτινοβόληση		Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Μην επαναχρησιμοποιείτε		Περιορισμός υγρασίας κατά τη φύλαξη/μεταφορά

Προδιαγραφές

Διαστάσεις : 42,5 (Μ) x 15,6 (Π) x 11,2 (Υ) mm
Βάρος : 2,5g

Χαρακτηριστικά

- Αιχμηρό άκρο με τριπλή λοξοτομή
- Αυτόματος σκαρφιστήρας
- Εσωτερικός μηχανισμός διπλών σπειρωμάτων, κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Μοναδικός εργονομικός σχεδιασμός
- Αποστείρωση με ακτίνες γάμμα, διάρκεια ζωής 5 ετών

Συνθήκες φύλαξης/μεταφοράς : -20°C~50°C (-4°F~122°F), ≤80% RH

Βάθος διάτρησης

- 26G : 1,8 mm
- 28G : 1,8 mm
- 30G : 1,6 mm
- 32G : 1,6 mm
- 33G : 1,6 mm

Popis produktu

FORA® bezpečnostní lancety složí k penetraci kůže, jsou sterilní a určené k jednorázovému použití. Lancety se skládají z nerezové oceli a plastové krytky. Hrot lancety se po penetraci kůže automaticky zasune do plastového pouzdra. Hloubka vpichu je přednastavena.

Zamýšlené použití

FORA® bezpečnostní lancety jsou vyrobeny pro denní odběry kapilární krve, které provádí kvalifikovaný personál. Lancety jsou určeny k jednorázovému použití a měly by být použity pouze zdravotníky.

Bezpečnostní informace

Před použitím zařízení čtěte důkladně bezpečnostní informace.

- Zařízení používejte v souladu s instrukcemi.
- Nepoužívejte s příslušenstvím, které není určeno výrobcem.
- Pokud je ochranná plastová krytka odstraněna, lancety nepoužívejte.
- Před použitím bezpečnostních lancet čtěte důkladně instrukce.
- Lancety držte mimo dosah dětí.
- HBV, HCV, HIV a jiné infekční choroby, mohou být přeneseny v kontaktu s biologickým materiálem.
- Zničte všechny FORA® bezpečnostní lancety v kontejnerech k tomu určených.
- Během odběrů krve a zacházení se zkumavkami s krví používejte jednorázové rukavice.
- Nepoužívejte FORA® bezpečnostní lancety po době použitelnosti.

Přehled produktu




Získání vzorku krve

Před odběry vzorku krve čtěte prosím instrukce:

- Na začátku si umyjte ruce a důkladně je vysušte.
- Určete místo odběru na prstu.
- Před odběrem místo důkladně promasírujte.

Příprava bezpečnostní lancety



1. Ukrutěte ochrannou krytku.



2. Jemně přitlačte lancetu k místu vpichu.



3. Jemně stiskněte prst pro získání kapky krve.



4. Zlikvidujte lancetu v nepropíchnutelné nádobě.

* **Nepoužívejte, pokud je ochranná krytka odstraněna.**

Důležité informace

- Podmínky skladování: -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F), pod ≤80% relativní vlhkosti.
- Bezpečnostní lancety skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Každou lancetu použijte okamžitě po odstranění ochranné krytky.
- Nepoužívejte lancety po datu spotřeby.
- Uchovávejte lancety mimo dosah dětí, mohly by je vdechnout.

Význam symbolů

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Před používáním si přečtěte instrukce		Teplotní omezení
	Použití do/ Datum spotřeby		CE označení
	Číslo šarže		Výrobce
	Chraňte před slunečním světlem		Obal zlikvidujte dle platné legislativy
	Uchovávejte v suchu		Výstraha, v příložených dokumentech najdete bližší informace
	Sterilizováno zářením		Nepoužívejte, pokud zjistíte, že je balení poškozené
	Nepoužívejte opakovaně		Vlhkosti omezení

Specifikace

Rozměry : 42.5 (D) x 15.6 (Š) x 11.2 (V) mm
Hmotnost : 2.5g

Funkce

- Trojitě zkosená faseta
- Automatické vystřelování
- Patentovaný vnitřní mechanismus s dvojitou pružinou
- Unikátní ergonomický design
- Sterilizováno gama zářením, 5 let expirace

Skladové/ Transportní podmínky : -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F), ≤80% RV

Hloubka vpichu
• 26G : 1.8 mm
• 28G : 1.8 mm
• 30G : 1.6 mm
• 32G : 1.6 mm
• 33G : 1.6 mm

Lanțete automate FORA® Safety

Instrucțiuni de utilizare

Descrierea produsului

Lanțetele automate FORA® Safety sunt sterile, de unică folosință și se utilizează pentru înțeparea pielii. Dispozitivul este format dintr-o lanțetă din oțel inoxidabil, situată într-un corp din material plastic. După înțepare, acul se retrage automat și ireversibil, permițând controlul lungimii și profunzimii înțepăturii.

Scopul utilizării

Lanțetele automate FORA® Safety sunt concepute pentru colectarea sângelui capilar de către personal calificat. Ele sunt de unică folosință și trebuie utilizate numai de către personal medical instruit corespunzător, în instituții medicale.

Informații cu privire la siguranța în utilizare

Citiți cu atenție informațiile privind siguranța în utilizare înainte de folosirea dispozitivului.

- Folosiți acest dispozitiv **doar** în scopul pentru care a fost conceput, descris în manualul de utilizare.
- Nu folosiți** accesoriile care nu au fost specificate de către producător.
- Nu folosiți** dispozitivul în cazul în care căpăcelul de protecție a fost scos.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de folosirea lanțetelor.
- Nu lăsați lanțetele la îndemâna copiilor.
- Boli infecțioase ca: HBV, HCV, HIV se pot transmite prin contactul cu probele biologice.
- Aruncați toate lanțetele folosite FORA® Safety în recipiente speciale pentru obiecte tăietoare și înțepătoare.
- Purtați mănuși de unică folosință în timpul înțepării și colectării sângelui.
- Nu utilizați** lanțetele FORA® Safety după data de expirare.

Prezentarea produsului




Recoltarea picăturii de sânge


Parcurgeți instrucțiunile de mai jos înainte de a recolta picătura de sânge:

- Spălați și uscați mâinile înainte de a începe.
- Alegeți locul în care umează să înțepați degetul.
- Masați locul ales timp 20 de secunde înainte de a face înțepătura.

Pregătirea lanțetei



- Răsuciți și îndepărtați căpăcelul de protecție.



- Apăsați ușor capătul de contact al lanțetei pe locul de înțepare.



- Stoarceți delicat degetul până apare picătura de sânge.



- Aruncați lanțeta folosită într-un recipient special pentru obiecte tăietoare/înțepătoare.

* Nu utilizați o lanțetă pe care ați găsit-o cu căpăcelul de protecție scos.

Informații importante

- Condiții de păstrare: -20°C~50°C (-4°F~122°F), sub ≤80% umiditate relativă.
- Păstrați lanțetele în loc uscat și răcoros. Feriți-le de lumina directă a soarelui și de căldură.
- Utilizați fiecare lanțetă imediat după îndepărtarea căpăcelului de protecție.
- Nu utilizați lanțetele după data de expirare.
- Nu lăsați lanțetele la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare!

Informații despre simboluri

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	Citiți instrucțiunile de utilizare		Limite de temperatură pentru transport și depozitare
	Data expirării		Marcaj CE
	Codul lotului		Producător
	A se feri de lumină		Eliminarea corectă a ambalajelor după utilizare
	Păstrați la loc uscat		Atenție, consultați documentele însoțitoare
	Sterilizat cu radiații		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	De unică folosință		Limite de umiditate pentru transport și depozitare

Specificații

Dimensiuni : 42,5 (L) x 15,6 (l) x 11,2 (H) mm
Masa : 2,5g

Caracteristici

- Vârful acului ascuțit în 3 planuri
- Lanțetă automată
- Mecanism intern patentat, cu dublu resort
- Design ergonomic
- Sterilizat cu raze gama, sterilitate garantată 5 ani

Condiții de păstrare și transport : -20°C~50°C (-4°F~122°F), ≤80% RH

Adâncimea înțepăturii

- 26G : 1,8 mm
- 28G : 1,8 mm
- 30G : 1,6 mm
- 32G : 1,6 mm
- 33G : 1,6 mm

تعليمات الاستخدام

معلومات هامة

- شروط التخزين: - 20 إلى 50 درجة مئوية (-4 إلى 122 درجة فهرنهايت) تحت رطوبة نسبية \geq 80%
- قم بتخزين مشارط الأمان في مكان بارد وجاف، وتحفظ بعيداً عن ضوء الشمس المباشر والحرارة المباشرة.
- استخدم كل مشرط من مشارط الأمان فور إزالة غطاء الحماية على الفور
- لا تستخدم مشارط الأمان بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
- احفظ مشارط الأمان بعيداً عن متناول الأطفال لأنها قد تتسبب في مخاطر الإصابة بصدمة.

معاني الرموز

الرمز	معناه	الرمز	معناه
	يرجى الرجوع للتعليمات قبل الاستخدام		حدود درجة حرارة النقل / التخزين
	الاستخدام حسب		علامة الجودة الأوروبية CE Mark
	رمز المجموعة		الجهة المصنعة
	يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		تخلص من العبوة بشكل صحيح بعد الاستخدام
	يحفظ في مكان جاف		تنبيه، ارجع إلى الوثائق المرفقة
	معقم بالإشعاع		لا تستخدمه إذا كانت العبوة تالفة
	لا تقم بإعادة الاستخدام		حدود الرطوبة أثناء النقل / التخزين

المواصفات

الأبعاد: 42.5 مم (طول) * 15.6 مم (عرض) * 11.2 مم (ارتفاع)
الوزن 2.5 كجم

المزايا

- سن حاد ثلاثي الحافة
- مشرط أوتوماتيكي
- آلية زنبركية داخلية مزدوجة وحاصلة على براءة اختراع
- تصميم هندسي فريد
- معقم بأشعة جاما وفترة صلاحية لـ 5 سنوات

شروط التخزين / النقل: - 20 إلى 50 درجة مئوية (-4 إلى 122 درجة فهرنهايت) في رطوبة نسبية \geq 80%

عمق الوخز:

- 1.8 مم : 26G
- 1.8 مم : 28G
- 1.6 مم : 30G
- 1.6 مم : 32G
- 1.6 مم : 33G

وصف المنتج

مشارط فوراً FORA® الأمانة هي أجهزة معقمة وآلية وتستخدم لمرة واحدة من أجل وخز البشرة. يتكون الجهاز من مشروط من الاستانلس ستيل في حاوية بلاستيكية. صنع المشروط من الاستانلس ستيل ويرتد تلقائياً وبصفة دائمة بعد الوخز، مما يسمح بالتحكم في طول وعمق القطع.

الاستخدام المخصص له

صممت مشارط فوراً FORA® الأمانة للاستخدام في جمع عينات الدم اليومية التي يقوم بها أشخاص مؤهلون. والمشارط مصممة للاستخدام مرة واحدة ويجب استخدامها فقط من جانب محترف في رعاية صحية مدربين بما يكفي في منشآت عيادية.

معلومات تتعلق بالسلامة

- اقرأ معلومات السلامة التالية بعمق قبل استخدام الجهاز.
- استخدم هذا الجهاز فقط للغرض المخصص له والموضح في هذا الكتيب.
- لا تستخدم الملحقات التي لا تنص عليها الشركة المصنعة.
- لا تستخدم الجهاز في حالة إزالة غطاء الحماية.
- قبل استخدام المشروط الآمن اقرأ جميع التعليمات بعناية.
- احتفظ بالمشروط الآمن بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- يمكن انتقال التهاب الفيروس ب والالتهاب الكبدي الوبائي ج وفيروس نقص المناعة البشرية من خلال ملامسة العينات البيولوجية.
- تخلص من جميع مشارط فوراً FORA® الأمانة في أوعية مصادرة للمخاطر الحيوية معتمدة للتخلص منها.
- يرجى ارتداء قفازات قابلة للاستخدام لمرة واحدة أثناء وخز الأوردة وعند التعامل مع أنابيب نقل الدم.
- لا تستخدم مشارط فوراً FORA® الأمانة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

نبذة عامة عن المنتج



الحافظة البلاستيكية

غطاء الحماية

طرف التلامس

الإبرة الخفية


أخذ عينة الدم

يرجى اتباع التعليمات أدناه قبل الحصول على عينة الدم:


- اغسل وجفف يديك قبل البدء
- اختر موضع الوخز على أطراف أصابعك
- افرك موضع الوخز لمدة 20 ثانية قبل إدخال المشروط.

إعداد مشروط الأمان

1- لف الغطاء وانزعه



2- اضغط على المشروط برفق مقابل موضع الاختبار



3- اعصر الاصبع برفق للحصول على قطرة دم.



4- تخلص من المشروط المستخدم في وعاء مقابل للوخز

















* لا تستخدم المشروط في حالة إزالة غطاء الحماية.

دستورالعمل استفاده

اطلاعات مهم

- شرایط ذخیره سازی: 20- تا حدود 50 درجه سانتی گراد (4-122°F~F)، و رطوبت نسبی کم تر از 80%.
- لانتست های ایمنی را در جای خشک و خنک ذخیره سازی کنید. از گرما و نور مستقیم خورشید دور نگه داشته شود.
- از هر لانتست ایمنی فوراً پس از جدا سازی نوار محافظ استفاده کنید.
- از لانتست های ایمنی پس از تاریخ انقضاء استفاده نکنید.
- لانتست های ایمنی را از دسترس کودکان دور نگه دارید چرا که خطر خفگی به همراه دارند.

اطلاعات علائم

علائم	مرجع	علائم	مرجع
	دستورالعمل استفاده را مطالعه کنید		محدودیت دمایی حمل و نقل/ذخیره سازی
	استفاده توسط		نشان CE
	کد دسته		سازنده
	از نور مستقیم خورشید دور نگه داشته شود		پس از استفاده بسته بندی را مطابق با قوانین دور اندازید
	در جای خشک نگهداری شود		توجه، اسناد موجود در کتابچه راهنما را مطالعه کنید
	استریل شده با کمک پرتوافکنی		در صورت آسیب دیده بودن بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد
	یک بار مصرف		محدودیت رطوبتی حمل و نقل/ذخیره سازی

مشخصات

ابعاد 42.5 (طول) x 15.6 (عرض) x 11.2 (ارتفاع) میلی متر
وزن 2.5 گرم

المزایا

- سر نوک تیز سه مخروطی
- لانتست خودکار
- مکانیسم دو فتری داخلی با پنتنت ثبت شده
- طراحی ارگونومیک منحصر به فرد
- استریل شده با اشعه گاما، 5 سال عمر مفید

وضعیت حمل و نقل/ذخیره سازی

20 تا حدود 50 درجه سانتی گراد (4-122°F~F)، رطوبت نسبی کم تر از 80%

عمق سوراخ:

- 1.8 میلی متر: 26G
- 1.8 میلی متر: 28G
- 1.6 میلی متر: 30G
- 1.6 میلی متر: 32G
- 1.6 میلی متر: 33G

توضیحات محصول

لانتست های ایمنی FORA® وسیله های خودکار، استریل و یک بار مصرفی هستند که برای سوزن زدن به پوست استفاده می شوند. این وسیله شامل یک لانتست با فولاد ضد زنگ درون یک محفظه پلاستیکی است. این لانتست از فولاد ضدزنگ تولید شده است و پس از سوراخ کردن پوست به طور خودکار و برای همیشه جمع می شود که با این کار امکان کنترل طول و عمق برش را ایجاد می کند.

موارد مصرف

لانتست های ایمنی FORA® برای استفاده روزانه به منظور جمع آوری خون مویرگی توسط پرسنل واجد شرایط طراحی شده است. یک بار مصرف اند و باید فقط توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی که آموزش کافی دیده اند در محیط های کلینیکی استفاده شود.

نکات ایمنی

- قبل از استفاده نکات ایمنی زیر را به طور کامل مطالعه کنید:
- از این وسیله فقط برای موارد مصرف شرح داده شده در راهنما استفاده کنید.
- از تجهیزات جانبی مشخص نشده توسط سازنده استفاده نکنید.
- اگر نوار محافظ جدا شده است از این وسیله استفاده نکنید.
- قبل از استفاده از لانتست ایمنی، تمامی دستورالعمل ها را به طور کامل بخوانید.
- لانتست های ایمنی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- HBV، HCV، HIV و سایر بیماری های عفونی ممکن است از طریق تماس با نمونه های بیولوژیکی منتقل شوند.
- تمامی لانتست های ایمنی FORA® را در ظروف زباله مربوط به موارد خطرناک زیستی تأیید شده برای این کار دور بیندازید.
- لطفاً در زمان سوراخ کردن رگ ها و در دست داشتن لوله های جمع آوری خون از دستکش های یکبار مصرف استفاده کنید.
- ز لانتست های ایمنی FORA® پس از تاریخ انقضاء استفاده نکنید.

بررسی اجمالی محصول




اخذ نمونه خون

- لطفاً قبل از اخذ خون از دستورالعمل های زیر پیروی کنید:
- قبل از شروع دستان خود را شسته و خشک کنید.
- محل سوراخ کردن را با نوک انگشتان تان انتخاب کنید.
- قبل از سوزن زدن، محل سوراخ کردن را به مدت 20 ثانیه بمالید.

آماده سازی لانتستی ایمنی

1. درپوش را بپچانده و جدا کنید.



2. لانتست را به آرامی بر روی محل تست فشار دهید.



3. انگشت را به آرامی فشار دهید تا چکه ای خون دریافت کنید.



4. لانتست استفاده شده را در ظرف زباله مقاوم در برابر سوراخ شدگی دور بیندازید.



* اگر نوار محافظ جدا شده است از این وسیله استفاده نکنید.